

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

UNICTECH EYE MASK

TECNOLOGÍAS LED & EMS

ANTIARRUGAS + ANTIBOLSAS + ANTIOJERAS

“UNICSKIN supera al centro de estética con este revolucionario dispositivo para el contorno de los ojos”

“100% seguro oftalmológicamente”

Dr. Sierra, nº1 en Cirugía Plástica Ocular en Nueva York.



LA REVOLUCIÓN ANTIEDAD PARA EL CONTORNO DE OJOS

EL FUTURO DE LA MIRADA



1 DISPOSITIVO, 2 TECNOLOGÍAS, 3 ACCIONES

UNICTECH EYE MASK proporciona una mirada más joven eficazmente, en cualquier momento y lugar.

Dispositivo con doble tecnología de Microcorrientes y luz LED antiedad para reducir la apariencia de las arrugas, las bolsas y las ojeras.

UNICTECH EYE MASK está diseñado como tratamiento seguro para tratar el contorno de ojos desde el hogar. **Combina la avanzada tecnología de electroestimulación (EMS) con la luz LED para estimular y activar las células de la piel del contorno de los ojos.** Mejora la microcirculación y promueve la síntesis de colágeno, para reducir arrugas, bolsas y ojeras, y mejorar la elasticidad de la piel y su firmeza.



EFICACIA ANTIEDAD

Tratamiento antiedad global altamente eficaz desde la comodidad del hogar. Mirada más joven, luminosa y abierta.



TECNOLOGÍA LUZ LED INFRARROJA

Luz de onda larga que penetra profundamente en la piel para ralentizar el envejecimiento y eliminar las arrugas, activando la producción de colágeno y elastina.

TECNOLOGÍA DE MICROESTIMULACIÓN MUSCULAR (EMS)

Las microcorrientes simulan las corrientes eléctricas del cuerpo a nivel celular para tonificar, reafirmar y reducir las arrugas alrededor de los ojos.

BELLEZA A MEDIDA

PERSONALIZA LA INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE TU PIEL

INSPIRADO EN LOS TRATAMIENTOS DE BELLEZA DE INSTITUTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

UNICTECH EYE MASK de UNICSKIN ha sido diseñado específicamente para cuidar y tratar la zona del contorno de los ojos.


EFICACIA ANTIEDAD

Una vez más, UNICSKIN lleva el SPA a tu hogar. **3 BENEFICIOS ANTIEDAD** en un único dispositivo triple acción para una mirada radiante:

- ① **ACCIÓN ANTIARRUGAS + FIRMEZA**
RESULTADO INMEDIATO: PIEL MÁS JOVEN
- ② **ACCIÓN ANTIBOLSAS**
RESULTADO INMEDIATO: PIEL MÁS DESCANSADA
- ③ **ACCIÓN ANTIOJERAS**
RESULTADO INMEDIATO: PIEL MÁS LUMINOSA

PREVIENE EL ENVEJECIMIENTO Y APORTA UNA MIRADA MÁS JOVEN
DESDE CUALQUIER LUGAR. FÁCIL Y EFICAZ.

100% SEGURO PARA LA PIEL · 100% OFTALMOLÓGICAMENTE SEGURO



TECNOLOGÍA DE MICROESTIMULACIÓN (EMS)

Es una tecnología tonificante indolora y no invasiva que imita las propias corrientes eléctricas del cuerpo a nivel celular, para tonificar los músculos faciales, reafirmar la piel y suavizar las arrugas.



TECNOLOGÍA DE LUZ LED

La terapia de luz LED se ha empleado en el campo de la dermatología avanzada para tratar enfermedades como el cáncer de piel, el acné y el fotoenvejecimiento. Después de algunos resultados extremadamente satisfactorios, esta técnica está ganando reputación como tratamiento altamente eficaz y no invasivo, alternativo a las infiltraciones de ácido hialurónico, botox o peelings químicos.

TECNOLOGÍA QUE **MULTIPLICA x3** LOS EFECTOS DE NUESTRA DERMOCOSMÉTICA ACTIVA

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION



EFICACIA PROBADA

REDUCE ARRUGAS & SUAVIZA LA PIEL*

En función de las necesidades de la piel, el tratamiento tiene diferente duración. En general, **3 veces a la semana**, a lo largo de un mes es suficiente para ver resultados óptimos y mejoras en el contorno de los ojos. **Los efectos empiezan a percibirse desde la primera sesión.**

ANTES



DESPUÉS



UNICSKIN
YOUR EFFECTIVE SOLUTION

100% COMPATIBLE CON OTROS TRATAMIENTOS



UNICEYES TRIPLE ACTION CONTOUR



UNICCOLLAGEN FLASH EYE MASK

*Resultados basados en un estudio clínico con 23 personas que usaron luz LED roja durante 20 minutos al día, 3 veces a la semana, durante 3 semanas.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Para unos resultados óptimos, aplicar 3 días a la semana durante 4 semanas. Puede utilizarlas en cualquier momento, cualquier día.

Para mantener el tratamiento aplicar 1/2 veces a la semana.

PASO #1

Limpie suavemente la piel y **aplique su rutina de belleza diaria**. Recomendamos aplicar primero nuestro contorno **UNICEYES TRIPLE ACTION Contour** en la zona del contorno de ojos para potenciar los resultados con nuestros principios activos. No recomendamos utilizar el dispositivo con la piel seca.



PASO #2

Saque el dispositivo de la funda y enciéndalo manteniendo el botón de encendido durante 1 segundo.



PASO #3

Ajuste la intensidad del tratamiento (3 intensidades diferentes) presionando el botón EMS + LED. Para tratar arrugas profundas y ojeras intensas recomendamos utilizar la intensidad más alta.



PASO #4

Coloque las gafas sobre la zona del contorno de los ojos durante 10 minutos; las gafas se apagarán automáticamente.



Tratamiento personalizado: el dispositivo cuenta con 3 intensidades diferentes (baja, media y alta), dependiendo de las necesidades de la piel.

Puede ajustar manualmente las intensidades de su dispositivo de acuerdo con sus necesidades. Para tratar las arrugas profundas y las ojeras y bolsas muy marcadas sugerimos usar la intensidad más alta. Es normal sentir descargas eléctricas leves durante el uso del dispositivo.



Ergonómico: no impide ver, no daña los ojos.

El dispositivo es ergonómico, tiene el ajuste perfecto para el rostro y puede ser utilizado al mismo tiempo que se realizan otras tareas (lectura, TV, trabajando...). **Evita el contacto directo con los ojos, por lo que es oftalmológicamente seguro usar mientras estás viajando o trabajando con el ordenador.**



Ligero e inalámbrico.

UNICTECH EYE MASK pesa sólo 40 gramos, es un dispositivo muy ligero y cómodo. Perfecto para guardar en cualquier parte, e incluso para llevar de viaje. Úsalo en cualquier momento y lugar.



Accesorios.

UNICTECH EYE MASK incluye: carcasa para transportarlas + funda de terciopelo para protegerlas + pañuelo para limpiar + cable USB para cargar el dispositivo en cualquier momento y lugar.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Tamaño	139.6 x 53.5 x 37mm
Peso	42g
Voltios	3.7V
Frecuencia	0.5W
Voltios de carga	5V
Corriente de carga	120mA
Máx. Corriente de funcionamiento	120mA
Frecuencia EMS	modo continuo 1KHZ

**PREGUNTAS MÁS FRECUENTES****¿TRATA LAS PATAS DE GALLO?**

Sí. La luz LED y tecnología EMS actúan de forma ascendente. La forma de las gafas está diseñada para que la corriente se active y suba por ambos laterales del rostro y llegue a la zona de las patas de gallo, descargando los efectos de la luz y la microcorriente a niveles más bajos, por la delicadeza de la zona y sobre todo de los párpados. Los párpados nunca deben tener una tecnología directa en contacto, pues se produciría el efecto contrario (lo mismo ocurre con el Botox).

¿ES RECOMENDABLE USAR EL DISPOSITIVO DURANTE 10 MINUTOS?

UNICSKIN recomienda que la sinergia y efectividad perfectas entre Tecnología LED y EMS tiene una duración de 10 minutos en el área del contorno de los ojos. Nuestra Tecnología ha sido probada y contrastada por expertos y cumple con el 100% de estándares mundiales de la más alta calidad a nivel sanitario.

¿PUEDO COMBINARLAS CON OTROS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS?

Sustituye de manera eficaz tratamientos de belleza en centros estéticos. *“UNICSKIN supera al Centro de Estética con este revolucionario dispositivo para el cuidado de la mirada.”*

Dr. Sierra, n°1 en Cirugía Plástica Ocular en Nueva York.

100% SEGURO PARA TU PIEL Y PARA TUS OJOS



UNICKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

EXPERTOS GLOBALES EN TECNOBELLEZA & BELLEZA EN EL HOGAR
RESULTADOS EFICACES PROBADOS POR LA CIENCIA
SOSTENIBILIDAD & FÓRMULAS CON INGREDIENTES +94% DE ORIGEN NATURAL
LUJO INNOVADOR A TU ALCANCE

WWW.UNICKIN.COM

